

Produktinformation

Demotec Easy Bloc, Flüssigkeit 250ml, zur Klauenbehandlung bei Rindern

Art-Nr.: 07-0571 / GTIN: 4038293079577 / Marke: [Demotec](#)



Demotec[®]

41,00 EUR / Stück

Grundpreis: 164,00 EUR / l

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

NICHT VORRÄTIG • Lieferzeit ca. 2-3 Wochen

Mit Demotec EASY BLOC wurde ein neues System entwickelt, das es auch weniger geübten Anwendern ermöglicht, auftretende Lahmheiten einfach, schnell und kostengünstig zu behandeln. Das Design von EASY BLOC wurde von Dr. Adrian Gonzalez entworfen. Es ist anatomisch optimal geformt und so großzügig

Produktinformation

dimensioniert, daß es sofort paßt und nahezu alle Klauengrößen behandelt werden können. Einfach die gesunde Klaue vorbereiten, Kunststoff in die Kappe des EASY BLOCs füllen und auf die Klaue stülpen. Passt sofort. In wenigen Minuten ist die Behandlung abgeschlossen. Und das zu einem Preis, der angenehm überrascht.

Vorteile:

- . Sehr einfache Handhabung
- . Auch für Ungeübte leicht anzubringen
- . Passt auf nahezu alle Klauengrößen
- . Verstärkte Sohle für mehr Stabilität
- . Lange Lebensdauer

Technische Daten:

- . Inhalt: 250 ml
- . Gebinde: Flasche

Anwendungsbereiche:

- . Zur Behandlung von auftretenden Lahmheiten bei Kühen und Rindern

Lieferumfang:

- . 1x Demotec Easy Bloc Flüssigkeit 250ml



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Gefahr!

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.



Produktinformation

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333+P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P370+P378: Bei Brand: Kohlendioxid (CO₂), Schaum oder Löschpulver zum Löschen verwenden.

P403+P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

P501: Inhalt/Behälter als gefährlichen Abfall – in Übereinstimmung mit lokaler und nationaler Gesetzgebung – geeigneter, zugelassener Verbrennungsanlage für brennbare organ. Abfälle zuführen.