

Produktinformation

Demotec FuturaPad, 10er-Pack, zur Klauenbehandlung bei Rindern

Art-Nr.: 07-067 / GTIN: 4026405103104 / Marke: [Demotec](#)



Demotec[®]

146,70 EUR / Stück

Grundpreis: 14,67 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

GERINGER BESTAND • Lieferzeit ca. 2-5
Werktage

1 Stück auf Lager

Demotec hat mit FuturaPad ein völlig neuartiges System für Lahmheitsbehandlungen entwickelt. Das macht das Kleben von Klötzchen einfacher schneller und sicherer. Kernstück des Systems ist ein mehrere mm dicker, elastischer Belag auf dem Klötzchen, der sich beim Andrücken den

Produktinformation

Konturen der Sohlenoberfläche anpasst und eine vollflächige Verklebung sicherstellt. Dieser chemisch aktive und anatomisch optimal geformte Belag ist werkseitig fest mit dem Holzklotz verbunden und wird durch Zugabe des Spezialklebstoffes aktiviert.

Die Verarbeitung erfolgt ohne jedes Anmischen, ohne weitere Hilfsmittel und weitgehend unabhängig von der Umgebungstemperatur immer innerhalb von Sekunden. Das sichert Ihnen auch im Winter einen entscheidenden Vorsprung.

Vorteile:

- . Sekundenschnelle Aushärtung - auch im Winter
- . Belag aktivieren, Klötzchen anpressen - fertig!
- . Schon nach 10-15s fest mit der Klaue verbunden
- . Abgepackt in handlichen Portionsbeuteln
- . Verarbeitung ohne weitere Hilfsmittel
- . Anatomisch optimal geformt
- . Elastischer Belag passt sich perfekt an die Klaue an

Technische Daten:

- . Material: Buchenholz
- . Farbe: Natur
- . Länge: 112 mm
- . Stärke: 22 mm + 5 mm elastischer Belag
- . Rillung: 3 mm

Anwendungsbereiche:

- . Zur Klauenbehandlung bei Kühen und Rindern

Lieferumfang:

- . 5x Demotec Klauenklötzchen links
-

Produktinformation

- . 5x Demotec Klauenklötzchen rechts
- . 10x Spezialklebstoff 8g
- . 10x Einweghandschuhe
- . 1x Gebrauchsanweisung



Gefahrenhinweise:

Signalwort: Achtung!

H315: Verursacht Hautreizungen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P264: Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P337+P313: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P337+P338: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362: Kontaminierte Kleidung ausziehen.

P403+P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

P501: Inhalt/Behälter Problemabfallentsorgung zuführen.
